



## Merkblatt zum Einstellen von Mastferkel:

1. **Stall:** gereinigt, desinfiziert, trocken, empfohlene Temperatur 28 ° C, max. Luftrate 60 %, Luftfeuchtigkeit 60 – 70 %; eventuell Trockendesinfektionsmittel (z.B. Stalosan F) einsetzen

Achten Sie auch auf sorgfältige Reinigung der Fütterungsanlage!

2. Auf **Wasserversorgung** achten: Tränker kontrollieren!
3. Energiestoß bzw. **Begrüßungsfutter** vorlegen: ca. 20 dag/Ferkel Energiekonzentrat (z.B. WiMa-Mirakel Mix S oder WiMa-Mirakel Müsli) zur problemlosen Futterumstellung
4. Bei **mehreren Herkünften** wird ab dem 3. Tag eine Einstellprophylaxe für mindestens 14 Tage empfohlen (Achtung: mit Ihrem Betreuungstierarzt absprechen!)
5. Bei **klinischen Anzeichen** von **Erkrankungen**, wie z.B. Husten, Durchfall usw. ist unbedingt eine Diagnose vom Tierarzt erforderlich!

Bei **Reklamationsansprüchen** muss ein amtlicher Befund vorgelegt werden !!! (Kosten trägt der Tiergesundheitsdienst!)

6. Bester Zeitpunkt einer **Entwurmung** ist mit ca. 50 – 60 kg Lebendgewicht.

Ihr

**Hybeda-Team**

(erstellt unter Mitwirkung von Betreuungstierarzt Mag. Riss, Altheim)